



## 認 定 証

富士フイルム和光純薬株式会社 殿

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、ASNITE 認定プログラムに基づき、以下のとおり試験事業者として認定します。

認定された事業者は、ISO/IEC 17025:2005 (JIS Q 17025:2005) に適合しています。

認定番号及び付加情報：ASNITE 0082 T

事業所の名称：富士フイルム和光純薬株式会社 大阪工場

所在地：兵庫県尼崎市高田町6番1号

認定の区分：別紙のとおり

(初回認定日) 2013年 4月 8日

(最新交付日) 2018年 5月 23日

独立行政法人製品評価技術基盤機構  
認定センター所長 山本 健一



- ・IAJapan ((独)製品評価技術基盤機構認定センター) は、ILAC(国際試験所認定協力機構) 及び APLAC (アジア太平洋試験所認定協力機構) の MRA (相互承認) に署名している認定機関です。
- ・相互承認要求事項とは、認定の基準 (該当する国際規格及びガイド) 適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期検査の受審並びに MRA 対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項 (方針) を指します。
- ・この認定は当該事業所が認定された範囲において ISO/IEC 17025:2005 の技術的能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです。ISO/IEC 17025:2005 のマネジメントシステム要求事項は ISO 9001:2008 の原則を満たし、その関連する要求事項に沿ったものです。



(別紙)

認定区分			試験項目／試験対象	試験規格番号
カテゴリー	サブカテゴリー	試験技術		
化学製品	無機	容量分析 (滴定法)	1 mol/L 塩酸	JIS K 8001 JA.6.4 e) 2) *1
			0.1 mol/L 塩酸	JIS K 8001 JA.6.4 e) 6) *1
			0.5 mol/L 硫酸	JIS K 8001 JA.6.4 y) 1) *1
			0.05 mol/L 硫酸	JIS K 8001 JA.6.4 y) 4) *1
			1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液	JIS K 8001 JA.6.4 r) 1) *1
			0.1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液	JIS K 8001 JA.6.4 r) 4) *1
			0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液	JIS K 8001 JA.6.4 t) 2) *1
			0.1 mol/L 硝酸銀溶液	JIS K 8001 JA.6.4 n) *1
			0.005 mol/L 過マンガン酸カリウム溶液	JIS K 0102 17. a) 5) *2
			1 mol/L 水酸化ナトリウム液	第十七改正日本薬局方一般試験 法 9.21
			0.1 mol/L 水酸化ナトリウム液	第十七改正日本薬局方一般試験 法 9.21
			0.02 mol/L 過マンガン酸カリウム液	第十七改正日本薬局方一般試験 法 9.21

## 【一部変更内容】

\*1 JIS K 8001 JA.6.4 滴定用溶液の調製、標定及び計算

滴定用溶液の調製方法を以下の方法に変えて行う。

「滴定用溶液の調製において、JISに規定する水を加えて1000 mLとする手順に変えて工業的に大スケールでの調製を行い、標定手順のみ当該JISの各項目に従い実施する。」

\*2 JIS K 0102 17. 5) c)操作

標定操作において、同一条件で空試験を行い滴定量の補正を行う。

(以上)