

検査成績書

富士フイルム和光純薬株式会社 御中
〒661-0963 住所 兵庫県尼崎市高田町6番1号

2018年 8月20日
富士フイルム和光純薬株式会社 大阪工場
〒661-0963 兵庫県尼崎市高田町6番1号




Code No. 190-04773
0.05mol/L 硫酸 (N/10 硫酸)

規格/等級	容量分析用	
Lot No.	PTK2760	
数量	3L × 1	
検査項目	検査成績	規格値
外観	無色澄明の液体	無色澄明の液体
* ファクター(20°C)(指示薬法)	1.001	0.990~1.009
試験の拡張不確かさ(k=2)	0.002	
検査年月日	2018/07/18	
試験方法	JIS K 8001:2015 JA. 6.4 y)による。	JIS K 8001:2015 JA. 6.4 y)による。

見本



本成績書の一部のみを複製することを禁ずる。
*を付した項目は、JISQ17025に基づく認定試験所において試験が実施されております。

判定	合格	検査責任者	上田恵美 
----	----	-------	--